



Motic Trace

Logiciel de comparaison

Motic Trace est un outil informatique qui vous aidera à convertir deux microscopes en unités de comparaisons médicales.

Description

Motic Trace est le logiciel que nous attendions tous. Inutile d'acheter des microscopes de comparaison chers. Branchez deux Moticams ou davantage à votre ordinateur, ou encore des microscopes numériques Motic, et vous obtiendrez en un rien de temps des images de comparaison en direct. Transformez vos microscopes existants en microscopes de comparaison et abordez l'enseignement de la science médico-légale sans avoir à dépenser beaucoup d'argent.

Motic Trace va au-delà des microscopes de comparaison existants. Il ne se borne pas à comparer les images placées les unes à côté des autres. Grâce à ce logiciel, vous pourrez superposer plusieurs images en direct, les redimensionner et les faire pivoter de façon indépendante. Ainsi que faire coïncider deux empreintes digitales en toute simplicité à partir d'images en direct ou d'un ensemble gardé. Vérifiez l'authenticité d'une écriture en quelques secondes ou déterminez si deux pièces de fabrication appartiennent au même ensemble. Ne vous contentez pas d'une technologie vieille et chère, choisissez la technologie numérique.

Spécifications

Motic Trace est une solution de logiciel, veuillez lire attentivement les conditions de logiciel de vos microscopes numériques ou caméras Moticam. Vous devez également savoir que, si vous utilisez deux solutions d'image en direct haute résolution (par exemple 2.0 MP) ou davantage, votre ordinateur doit être dûment équipé d'au moins 512MB de RAM et 64MB de mémoire graphique. Lorsque vous achèterez Motic Trace, vous pourrez également débloquer certaines caractéristiques de comparaison de notre Motic Images 2.0 pour OSX, ce qui apporte aux utilisateurs de Macintosh OSX les mêmes outils puissants.

Caractéristiques

Saviez-vous que vous pouvez désormais disposer des meilleures options pour la microscopie de comparaison dans votre école? Si vous possédez une Moticam ou davantage, ou encore un quelconque microscope numérique de marque, équipés à l'origine d'un logiciel de la marque Motic, vous pouvez utiliser Motic Trace en compagnie de leur logiciel existant.

Jean-Louis MENEGON

Représentant & conseiller Sud Ouest

tél: 06.76.08.96.83 - mail: jlouismenegon@aol.com - site web: www.menegon-metrologie.com